

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Fachblatt für schweizerisches Heim- und Anstaltswesen = Revue suisse des établissements hospitaliers**

Band (Jahr): **45 (1974)**

Heft 2

PDF erstellt am: **06.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

HESS

DÜBENDORF – ZH


Kranken- und Spitalmobiliar
Patientenheber, Extensionsapparate etc.

Aus unserem reichhaltigen
Fabrikationsprogramm stellen wir Ihnen vor:

Patientenheber Maximal



Spitalmodell



2teiliges Modell für Gemeindeschwestern

Ueber 2500 Modelle in Betrieb in der Schweiz

Représentant pour la Suisse romande: E. Gribi, 3028 Spiegel-Berne


HESS

DÜBENDORF – ZH

Feldhofstrasse 26, 8600 Dübendorf
Inhaber P. Hässig, Telefon 01/8564 35

Gerne zeigen wir Ihnen unsere Qualitätsprodukte in unseren
Ausstellungsräumen in Dübendorf
Verlangen Sie bitte unseren Katalog mit Preisliste.
Für Spezialanfertigungen unterbreiten wir Ihnen gerne
unverbindliche Offerten.

Jetzt ist es möglich, ohne zusätzlichen Arbeitsgang zu reinigen und nachweisbar hochwirksam zu desinfizieren.



Sintol Opital wird in Beuteln zu 70 ml geliefert, die in 10 Liter Wasser aufgelöst werden. So problemlos ist die Dosierung!

Mit WETROK SINTOL OPITAL

Mit Sintol Opital ist ein zusätzlicher Arbeitsgang zum Erzielen einer hochwirksamen Desinfektionswirkung nicht mehr nötig.

Sintol Opital bedeutet echte Einsparungen an Personal, Zeit und Kosten, denn es erzielt schon bei kürzester Einwirkzeit, im Zuge rationeller Reinigung, sei es mit Wap, konventionellen Maschinen oder sogar mit dem Reinigungsautomaten, hervorragende Desinfektionswerte.

Das beweist das neutrale bakteriologische Gutachten der Abteilung für Hygiene und medizinische Mikrobiologie einer schweizerischen Universitätsklinik.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Sintol Opital und schicken Sie uns den untenstehenden Coupon, damit wir Ihnen Gratismuster und Gutachten zustellen können.



Bitte senden Sie mir Gratismuster und Gutachten von Sintol Opital.

servo
wetrok
löst Ihre Reinigungsprobleme

Name: _____

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Diethelm & Co. AG, Servo-Wetrok-Organisation,
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich, Tel. 01 50 30 30