

Objekttyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Fachblatt für schweizerisches Heimwesen = Revue suisse des établissements hospitaliers**

Band (Jahr): **50 (1979)**

Heft 4

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

VSA


1845

Fachblatt für Schweizerisches
Heimwesen

Offizielles Organ des
Vereins für Schweizerisches Heimwesen
und der ihm angeschlossenen Regionalverbände
und Fachgruppen


4

April 1979 50. Jahrgang



Zur Lösung der Probleme
der urologischen Verweilkatheter
bietet Vifor:

URO-TAINER 100ml



Die Spülung des Verweilkatheters mit Uro-Tainer – einem geschlossenen System – ist einfach und wirksam: Das Einfließen der Lösung dauert nur wenige Sekunden und erfolgt durch das Universal-Anschlussstück

- der Uro-Tainer ist sauber, diskret, hygienisch und zeitsparend
- keine Hilfsmittel erforderlich
- gebrauchsfertig und zur einmaligen Verwendung bestimmt
- leicht auf Körpertemperatur vorzuwärmen
- Infektionsgefahr beseitigt
- garantierte Sterilität (35 Min. bei 118°)

6 verschiedene Lösungen verfügbar:

- mechanisch wirkend:
Aqua – NaCl 0,9%
- bakterio-statisch:
Chlorhexidin 0,02% – Mandelsäure 1%
- zur Vorbeugung der Kristallbildung:
Suby G-Lösung – Solutio R

Mit Uro-Tainer gehört die klassische Methode von jetzt ab der Vergangenheit an.

Muster und Dokumentation stehen zur Verfügung.

NEU



Vifor S.A. Genève

Neue Strategie gegen die Hauptfeinde in Spitälern.

Das TASKI-Gesamtsystem für Desinfektion und Reinigung

Hauptfeinde in Spitälern? Das sind anerkanntermassen Schmutz, Keime – und Kosten!

Das TASKI-System geht gegen alle drei gleichzeitig vor. Es ist wirksamer, einfacher, schneller und sparsamer als alle bisherigen Methoden.

4 Neuentwicklungen für kombinierte Desinfektion und Reinigung:

1. das Gerät

mit eingebautem 1,5-Liter-Behälter für dosierbare Abgabe der Desinfektionslösung während des Nasswischens. Erhebliche Einsparungen an Arbeitszeit, Material und Instruktionsaufwand.

2. das 3D-Tuch

Frottéartig, vollsynthetisch, optimal durchlässig für Desinfektionslösung, hohes Schmutzaufnahmevermögen.

3. der Wagen

mit zwei grossen, verschiedenfarbigen Behältern für saubere und gebrauchte Tücher (keine Verwechslungsgefahr). Mit Halterung für Gerät und 10-Liter-Kanne.

4. die Produkte

Für die Anforderungen im klinischen Bereich entwickelt und erfolgreich geprüft. Geruchlos. Mit breitem bakterizidem und fungizidem Wirkungsbereich. Langzeitwirkung.

TASKI DS 2000 mit kationischen Ammoniumverbindungen

TASKI DS 2001 mit Aldehyden und kationischen Ammoniumverbindungen



Verlangen Sie unverbindlich unsere Dokumentation oder eine persönliche Beratung.

TASKI

**Totale
Sauberkeit**



A. Sutter AG
9542 Münchwilen/TG
Tel. 073/26 26 26

NEU

von

WANDER

2 Qualitätsprodukte DAWA für vermehrte Abwechslung im Menüplan

Diät-Flan DAWA

ohne Zucker – künstlich gesüsst – kalorienarm

Aromen: Vanille und Kakao

Speziell geeignet für Diabetiker, Altersdiabetes und kalorienreduzierte Kost

Birchermüesli DAWA


schnelle Zubereitung – kurze Quellzeit

Beutelinhalt auf 1 Liter Milch abgestimmt = Warenaufwand genau kalkulierbar!

Alle Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Herr Arnold,
Abt. Grossverbraucherprodukte WANDER AG BERN, Tel. 031/45 50 21 intern 296

WW 79.40.02

Schönheit, die dauert



Jederzeit nachlieferbar –
noch nach vielen Jahren

SOLA

BERGER BSR

COUPON:

Bitte senden Sie mir unverbindlich die Dokumentation für Bestecke und Tafelgeräte.



SOLA
Besteckfabrik AG
6032 Emmen
Tel. 041 - 55 24 24

Name _____

Adresse _____

PLZ/Ort _____

SOLA – Schweizer Qualität im Grosshaushalt



SKAN

**SCAN MODUL
Versorgungs- und Transportsystem.**

- ein ausgereiftes Baukastensystem mit mehr als 180 auswechselbaren Einzelteilen
- äusserst flexibel und deshalb auch ideal zum Anpassen an bestehende Einrichtungen, zum Ausbauen und zum nachträglichen Ändern
- speziell für Heime und Spitäler hergestellt mit hochwertigen Materialien wie Chromnickelstahl, ABS Kunststoff, Rilsan-Beschichtung, usw.
- hygienisch, wärmebeständig und leicht zu reinigen
- Modulgrösse ISO-Norm 60x40 cm (+ 1/2 Modul 40x30 cm) = 1/4 Europalette


ob Neubau, Ausbau oder Umbau
SCAN MODUL System bietet interessante Lösungen
Lassen Sie sich beraten!

SKAN AG
4009 Basel, Tel. 061/38 89 86

Schubigers Monatsangebot Nr. 34

gültig bis 31.5.79

**Grosse Holzperlen
im Aufbewahrungsglas**



Ca. 150 grosse Holzperlen, Ø 15 mm
und 8 x 16 cm, Farben und
Formen gemischt, in
Aufbewahrungsglas

nur

13.-

statt
20.-

Weitere Perlen zum Basteln finden
Sie im Schubiger Gesamt-
katalog auf den
Seiten 104 - 107

Coupon

Ich profitiere von Ihrem
Angebot. Senden Sie mir:

_____ Aufbewahrungsgläser mit 30. 6.
grossen Holzperlen für nur 13.- statt 20.-

Adresse: _____

Ausfüllen, ausschneiden und einsenden an:

Schubiger Verlag

Postfach 525, 8401 Winterthur, Tel. 052 29 72 21

REDI AG


Ihr Treuhänder

Tel. 054/34921


Ihr Partner

Freiestrasse 11 8500 Frauenfeld

BEDEUTET EINE BESSERE ZUKUNFT FÜR
DAS FINANZ- & RECHNUNGSWESEN IM HEIM



Vifor bietet mehr: ein steriles Gerät für Blasenspülungen



- keine Infektionsgefahr (steriles, geschlossenes System)
- keine Toxizität dank günstiger Zusammensetzung*
- desinfizierende Wirkung
- kein Blutgerinnungsrisiko
- keine Nebenwirkungen, keine lokale oder allgemeine Unverträglichkeit
- einfache und praktische Anwendung

Indikationen:

- Harnblasenspülungen und -desinfektion
- Spülung nach Operationen, z.B. nach transvesikaler oder retropubischer Prostatektomie

UROFLEX®

***Zusammensetzung:**

Chlorhexidindiacetat	0,01	‰
Mannit	5,4	‰
Sorbit	27,0	‰
Aqua demineralisata ad 750 ml		

Kassenzulässig



Vifor S.A. Genève