

Objekttyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Schweizer Heimwesen : Fachblatt VSA**

Band (Jahr): **61 (1990)**

Heft 9

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


9

September 1990 61. Jahrgang

Schweizer Heimwesen

Fachblatt VSA

Offizielles Organ des
Vereins für Schweizerisches Heimwesen und der ihm
angeschlossenen Regionalverbände und Fachgruppen



Durch Elektro-Hebesystem noch bequemer und praktischer. Dies zeichnet den Standard-Patienten-Lifter zusätzlich aus: patientengerecht, pflegeleicht, robust – ein unentbehrliches Hilfs-System für den täglichen Einsatz.

Systemdetails:





- Extrem leichte elektrische Höhenverstellung per Knopfdruck, Handtaster mit flexiblem Bedienkabel.
- Energiesparendes, in der Geschwindigkeit stufenlos regel-

bares Ablassen (akkuunabhängig!) per Hydraulik-Ventilhebel.

- Steckdosenunabhängiger Akkubetrieb (12 V) für ca. 250 Hübe.
- Reserveanzeige im Handtaster für drei bis vier Hübe.

- Wandmontierte Ladestation, sekundenschneller Akkuwechsel.
- Höchstmass an Leichtlauf (z.B. auf Teppichböden) und Mobilität durch vier Lenkrollen, \varnothing 100 mm, davon zwei mit Feststeller.

- Schlagfeste Kunststoffbeschichtung aller äusseren Stabteile.
- Stosskanten mit PVC-Ummantelung.




Standard-Sitzlift

Technik im Detail:

- Tragkraft max. 150 kg
- Fahrgestellabmessungen
- Ⓐ Breite: 750 mm
- Ⓑ Tiefe: 930 mm
- Ⓒ Hubsäulenhöhe: 1560 mm
- Höhenverstellung 680 mm (von ca. 250 bis ca. 930 mm).
- Sitzfläche körpergerecht, hygienisch, abnehmbare, grosse ovale Pflegeöffnung.
- Haltegriffe aus rostfreiem Edelstahl, hochklappbar und abnehmbar.
- PVC-Rückenlehne für den Einsatz an beiden Haltegriffen.
- Sicherheitsgurt, mehrfach verstellbar.

Standard-Sitzlift
Typ-Nr. 3990.996




Standard-Liegeflift

Technik im Detail:

- Tragkraft max. 140 kg
- Fahrgestellabmessungen
- Ⓐ Breite: 1070 mm
- Ⓑ Tiefe: 750 mm
- Ⓒ Hubsäulenhöhe: 1560 mm
- Höhenverstellung 680 mm (von ca. 210 bis ca. 890 mm).
- Bequeme, wasserfeste Polsterauflage mit mehreren Wasserablaufnischen und -öffnungen.
- Fuss- und Rückenteil fünffach verstellbar.
- Fussstütze aus Edelstahl, rostfrei.
- Breiter Sicherheitsgurt, mehrfach verstellbar.

Standard-Liegeflift
Typ-Nr. 3991.999



Zubehör:

Reserve-Akku, 12 V
Typ-Nr. 4130.000

Sitzpolster

Bequem, wasserfest mit grosser runder (\varnothing 170 mm) Pflege- bzw. Toilettenöffnung.
Typ-Nr. 4022.000

Steckbecken-Halterung

An der Unterseite des Sitzes montiert.
Typ-Nr. 4023.100


Steckbecken mit Deckel

Aus rostfreiem Edelstahl.
Typ-Nr. 4023.000

So einfach geht's:

- Standard-Sitzlift/Standard-Liegeflift an das Bett heranfahren (von links oder rechts möglich), Sitz/Liege absenken, Lenkrollen feststellen.
- Patient auf die Sitz-/Liegefläche drehen.
- Sitzlift: Patient aufrichten – er hält sich am Haltegriff fest – Rückenstütze in Position bringen.

- Liegeflift: Rückenteil mit dem Patienten aufrichten und arretieren.
- Patient mit dem Gurt sichern.
- Jetzt wird der Sitz/die Liege elektrisch angehoben und der Radfeststeller gelöst. Transportieren, Umbetten, Toilettenbenutzung, Duschen, Wannenbad. Leicht für das Personal, bequem und sicher für den Patienten.




Technische Änderungen vorbehalten.


PATIENTENLIFT




ELEKTRISCH HEBEN, IM EINSATZ PORTABEL



Heben per
Knopfdruck –
leichter geht's
nicht!



LIFT + LIEGE



(Hess)
CH-Dübendorf

Inhaber Peter Hässig
Im Schossacher 15 · 8600 Dübendorf
Tel. 01/821 64 35 · Tx. 825 363 · Fax 821 64 33

Fabrikation und Handel
von Klinik- und Praxisgeräten

*Fabrication et commerce
d'appareils pour cliniques
et cabinets de consultations*

21 Möglichkeiten, den Tag zu beginnen


Oder: 21 Tage lang Abwechslung ins Morgenessen bringen. Nur das Konfitüren-Sortiment von Räber bietet Ihnen diese Vielfalt der Auswahl in praktischen Portions-Dosen oder wirtschaftlichen Grosspackungen. Darunter finden Sie auch 7 zuckerfreie Sorten - von Fischlin, dem Spezialisten für Diätkonfitüren - mit 75 % weniger Kalorien als herkömmliche Konfitüren.

Viele Früchte stammen direkt vom Bauer aus dem Zentralschweizer Anbauggebiet damit Sie Konfitüren mit dem echten Geschmack der Natur auf-tischen lassen können. Verlangen Sie eine Bemusterung.

Herstellung und Vertrieb von Fischlin-Konfitüren:

räber

Räber AG, 6403 Küssnacht am Rigi
Tel. 041/812131 Fax 041/812152



Wussten Sie, dass bereits . . .

- 1871 die Firma Arnold gegründet wurde . . .
- 1910 jährlich 500 000 Stühle produziert und verkauft wurden . . .
- 1926 täglich 1200 Bettstellen gefertigt und ausgeliefert wurden . . .
- 1990 wiederum viele interessante Neuerungen für Sie bereitstehen?

INFO-BON ARNOLD

Bitte senden Sie mir Unterlagen über


- Betagten- und Pflegebetten
- Tische und Stühle
- Zimmereinrichtungen

Name: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____


**MEYER MEDICAL, Lauetstr. 39
8112 Otelfingen, Tel. 01 844 47 87**



BELINOX **Urinbeutel-Cutter UBC 115**



Der Urinbeutel-Cutter UBC 115, als sinnvolle Ergänzung des Ausgusstraumes, erledigt die unangenehme Arbeit der Urinbeutelentleerung auf saubere und hygienische Art.




- einfache Bedienung
- sauber, dank 15 Sekunden Spülzeit
- Nachrüstung bestehender Anlagen ist kein Problem

⊕ Patent 654 479

BELINOX

BELINOX AG - CH 5608 STETTEN

Telefon 056/96 01 71
Telex 828 239
Telefax 056/96 12 66



Der internationale Systemspezialist für rationelle Abfallentsorgung

Container-Stopfer CT 800 N

In immer mehr Städten und Gemeinden ist schon jetzt eine **massive Erhöhung der Kehrichtgebühren bis zu 70%!** in Kraft gesetzt worden oder zur Einführung in allernächster Zeit bereits beschlossene Sache! **Die Container-Presse von OCHSNER macht sich deshalb für Sie in Rekordzeit bezahlt und spart Ihnen dauernd ganz erhebliche Kehrichtgebühren und Umschlagkosten ein.**

Mit dem Ochsner-Container-Stopfer CT 800 N lässt sich jeder Norm-Container mit 600 und 800 Liter Inhalt besser und kostensparend nutzen!

- hohe Presskraft von 3000 kp ergibt je nach Art des Abfalles eine Verdichtung bis 1:6
- einfache und sichere Bedienung, wartungsfrei
- 100%ige automatische Entlastung von allen 4 Rädern während des Pressvorganges
- feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- 220 Volt Anschluss
- SUVA-geprüft

damit auch Sie ab sofort Gebühren und Umschlagkosten einsparen können!

- garantiert lohnende Investition
- sehr kurze Amortisationszeit
- auf Wunsch können Sie sich durch eine unverbindliche, **kostenlose Probestellung** selbst überzeugen!

Ochsner

J. OCHSNER + CIE AG
Steinackerstrasse 31
CH-8902 Urdorf/ZH

Telefon 01 734 42 42
Tele-FAX 01 734 08 30
Telex 827 823



Bitte senden Sie uns die vollständige Gratisdokumentation
 Wir sind an einer kostenlosen Probestellung interessiert

Herr/Frau/Frl./ (Firma): _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

COUPON ausschneiden und einsenden!


WERO

Seit 1932 produzieren wir Schweizer Qualität zu interessanten Preisen für den Arzt- und Spitalbereich.

Als Familienunternehmen in überschaubarer Grösse bieten wir zuverlässigen und persönlichen Service.



*Lycra ist das eingetragene Warenzeichen für DU PONT'S Elasthanfaser



WERO

Ein vielfältiges Sortiment elastischer Binden stellen wir heute noch mit derselben Liebe und Sorgfalt her wie vor bald 60 Jahren. Dank modernster Technik wird ein maximaler Qualitäts-Standard unter Berücksichtigung einer umweltbewussten Produktion erreicht. Dabei verzichten wir gänzlich auf Chlorbleiche, formaldehyd- oder FCKW-haltige Produkte. Zeitgemässe und erprobte Materialien, wie z. B. Baumwolle/Lycra®, garantieren für nie ermüdende Elastizität, und dies gilt für unsere naturfarbenen Binden genauso wie für die bunten. Als flexibles Unternehmen liefern wir prompt, zuverlässig und – dank Cargo Domizil – erst noch umweltfreundlich.

Wernli AG
Verbandstoff-Fabrik
CH-4852 Rothrist-Gländ
Telefon 062/44 16 16
Telefax 062/44 42 52

WERO

S. P. Stich & Zöfingen

EINE SAUBERE LÖSUNG

ist das neue Reinigungs- und Desinfektionsautomaten-Programm von MEIKO.

Das ist Top-Technik für die hohen hygienischen Anforderungen.

Und höchste Sicherheit beim Waschen, Spülen und Desinfizieren von Steckbecken, Urinflaschen und anderen Pflegegeschirren.

Geräte mit vollelektronischer Steuerung, Pumpenautomatik, Duo-Power-Waschsystem, perfekter Desinfektionstechnik u.v.a.m. Vom kompakten Einzelgerät bis zur komplett ausgestatteten Pflegekombination.

Gerne senden wir Ihnen ausführliche Unterlagen.



MEIKO

25 Jahre
J. KOBELT

J. KOBELT AG 8117 FÄLLANDEN 01/825 06 11

Suisse romande: R. Seematter, 021/921 47 86

Embru

Pflegebetten

Verantwortungsvoll investieren heisst: Vergleichen in bezug auf Leistung, Funktion, Aussehen und Preis. Wir zeigen Ihnen, wie preiswert unsere Schweizer Qualität ist. Geben Sie uns dazu Gelegenheit.

Embru

Besuchen Sie uns an der



SPITEXPO
BACHENBÜLACH


Kasernenstr. 1, Tel. 01/860 74 24
Autobahnausfahrt Bülach-Süd
Öffnungszeiten:
Di-Do 08.30-11.30, 14.00-17.00
Fr 08.30-11.30

Embru-Werke, Pflegemöbel, 8630 Rüti ZH
Telefon 055/31 28 44, Telefax 055/31 88 29
Telex 875 321

Ödeme unter Druck setzen!

lympha-mat[®]

Kompressionssystem mit intermittierenden Druckwellen



INDIKATIONEN:

- primäres und sekundäres Lymphödem
- Phlebödem
- Lipödem
- zyklisch-idiopathisches Ödem
- Mischformen
- Ödem infolge Arthritis, multipler Sklerose oder rheumatischer Affektion
- Armlymphödem nach Brustamputation
- Ödem nach Entfernung von Gipsverbänden
- posttraumatisches Ödem
- Schwangerschaftsvaricosis
- Lymphdrüsenexstirpation in der Leistenbeuge
- Venenligatur, postoperativ (Crossectomie oder Strippingoperation)
- Thromboseprophylaxe



FRITAC MEDIZINTECHNIK AG
8031 Zürich
Hardturmstrasse 76
Telefon 01/271 86 12

BON

Bitte ausschneiden und einsenden an

FRITAC AG
Postfach
8031 Zürich

Ich interessiere mich für: (Gew. bitte ankreuzen)

Offerte für _____

Demonstration von: _____

Name _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____