

Objekttyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Schweizer Hebamme : offizielle Zeitschrift des Schweizerischen Hebammenverbandes = Sage-femme suisse : journal officiel de l'Association suisse des sages-femmes = Levatrice svizzera : giornale ufficiale dell'Associazione svizzera delle levatrici**

Band (Jahr): **82 (1984)**

Heft 1

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Schweizer Hebamme


Offizielle Zeitschrift
des Schweizerischen
Hebammenverbandes

Sage-femme suisse

Journal officiel
de l'association suisse
des sages-femmes

Levatrice svizzera

Giornale ufficiale
dell'associazione svizzera
delle levatrici



1/84




Pulmex®

Bronchitis: Pulmex-Salbe wirkt antiinfektiös, fördert die Expektoratation und erleichtert die Atmung. Die Hautverträglichkeit der Pulmex-Salbe hat sich besonders auch in der Säuglingspflege ausgezeichnet bewährt.

Pulmex bei Bronchitis, Erkältungskatarrh, Schnupfen und Husten.

Tuben zu 40 g und 80 g

Zyma



Nouveau

Dodie tétine spéciale nouveau-né avec téterelle plus mince en forme de « cerise ». Profil et fonctionnement parfaitement adaptés aux besoins des nouveau-nés.



En vente chez votre pharmacien

EXPHAR S.A., 8105 Regensdorf-Zürich



Pour votre bébé une alimentation équilibrée ne suffit pas.

Toutes les mamans sont conscientes de l'importance que pose le problème de l'alimentation de leur bébé. C'est pourquoi il est indispensable, non seulement qu'elles appliquent des règles d'hygiène très strictes, mais aussi qu'elles utilisent des Tétines et Biberons pratiques, rationnels, fonctionnels et modernes.

dodie – la seule tétine à 3 vitesses de débit.

C'est l'observation du rythme de tétée, particulier à chaque nourrisson qui est à l'origine du principe de fonctionnement de la tétine dodie. Elle présente de multiples avantages et constitue un réel progrès pour l'alimentation du bébé grâce à son débit réglable. En effet:

La Tétine dodie est percée à l'avance, évitant ainsi les manipulations difficiles du perçement des tétines classiques.

L'orifice est une fente, calibrée en fonction de l'élasticité du caoutchouc, dont l'ouverture varie selon la position donnée au biberon dans la bouche du bébé.

La Tétine dodie est à débit réglable grâce aux trois repères (I – II – III) inscrits en relief sur la Tétine. Il suffit d'amener le chiffre choisi sous le nez du bébé pour obtenir un débit faible, moyen ou fort.

Il est donc possible:

De choisir un débit (I – II – III) en fonction de la nature plus ou moins fluide de l'aliment contenu dans le biberon: lait, jus de fruit, bouillie plus ou moins épaisse.

Au cours d'une même tétée, de changer de débit sans avoir à changer de tétine, sans même enlever le biberon de la bouche du bébé: il suffit de tourner jusqu'au repère désiré, la fente s'ouvrant ainsi plus ou moins.



On peut donc adapter le débit au tempérament du bébé: par exemple, alterner I et II pour un bébé «glouton», alterner II et III pour un bébé «fatigué» ou «paresseux». De plus, le principe de fonctionnement de la Tétine dodie évite au bébé tout effort particulier de succion et le met à l'abri d'une éventuelle déformation du palais.

Le Biberon dodie est triangulaire.

Il existe 3 modèles de Biberon dodie, qui sont de forme triangulaire, et présentent ainsi une très grande stabilité puisqu'il est possible de les poser horizontalement sans qu'ils puissent rouler. Cette forme originale est pratique car on les «tient bien en mains». L'ouverture est large et facilite le remplissage; de plus, leurs angles sont arrondis et favorisent leur nettoyage.

Il existe 3 modèles de biberons dodie.

La Tétine dodie s'adapte à ces 3 modèles:

en verre spécial, graduation 220 ml

en matière plastique ultra léger et rigide (qualité alimentaire) graduation 220 ml. Très apprécié en voyage ou quand bébé commence à boire seul

en verre spécial «mini-biberon», graduation 100 ml. Très utile pour le premier âge ou pour les jus de fruits.

Ces trois biberons sont équipés d'une bague de serrage, d'un disque d'étanchéité, et d'un petit gobelet «protège-tétine».

Mode d'emploi.

Placer sous le nez du bébé l'un des trois repères I, II, III pour obtenir



ouverture faible



ouverture moyenne



ouverture maximum