

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène**

Band (Jahr): **74 (1983)**

Heft 4

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>



Whatman CHROMATOGRAPHIE

**Chromatographie-Papiere – DC-Platten
Reine und Ionenaustauscher-Cellulosen
HPLC-Füllmaterialien und Fertigsäulen
Glasfaserpapiere – Glasfaserrundfilter**



neu: Platten für präparative Reversed Phase DC
Partisil-Typen jetzt auch in Korngröße 5 μ
Kurzsäulen und Microbore Säulen für HPLC

**Dr. Bender & Dr. Hobein AG, 8042 Zürich
01 36 17 77**



POLYTRON

Homogenisiergeräte
für Labor und Industrie



Emulgieren
Homogenisieren
Dispergieren
Lösen
Aufschliessen
Zerfasern
Begasen

Über 30 verschiedene
Labormodelle

700 W oder 1600 W
0–30 000 min⁻¹

POLYTRON PT 20 SM
mit Schnellheberstativ ST 7

KINEMATICA®

Amlehnhalde 6, CH-6010 Kriens/Luzern
Telefon (041) 41 37 26, Telex 72 257